


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Sf3B2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицф, Ифа - Q13435

Артикул: CM0025145



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого SF3B2, ключевого компонента сплайсосомы. Подходят для вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦФ и ИФА; распознают человеческий, мышинный и крысиный SF3B2. Идеальны для исследований сплайсинга и разработки наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SF3B2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	CFM; HFM; Cus1; SF3b1; SAP145; SF3B145; SF3b150; SF3B2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10992
GeneID	10992
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 616-895 человеческого SF3B2 (NP_006833.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13435
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	В ледяном пакете