

Кроличье Моноклональное Антитело К Sfrp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N474

Артикул: CM0010346

введение

Кроличье моноклональное антитело к SFRP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFRP1 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	FRP; FRP1; FrzA; FRP-1; SARP2; SFRP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6422
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SFRP1 (Q8N474)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N474
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом