


Кроличье Поликлональное Антитело К Sh2B1 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrf2

Артикул: CM0030587



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SH2B1 (PSM), валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения сигнальных путей JAK/STAT, инсулина, лептина и факторов роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SH2B1 (pAb)
Примечания / Алиасы	PSM; SH2B; SH2B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25970
GeneID	25970
Иммуноген	Рекомбинантный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-520 человеческого SH2B1 (NP_056318.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRF2
Молекулярная масса белка	79 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом