

Кроличы Pab K Ship1 Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Артикул: CM0015580



введение

Поликлональные кроличьи антитела к SHIP1, валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагируют с SHIP1 человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований иммунного сигналинга и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHIP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3635
GeneID	3635
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900-1000 SHIP1 человека (NP_001017915.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92835
Молекулярный вес белка	133 кДа
Доставка	Сумка-холодильник