


Поликлональные Кроличьи Антитела К Shmt1 Для Wb, Ihc, If, Elisa - P34896

Артикул: CM0014861



введение

Поликлональные кроличьи антитела к SHMT1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с SHMT1 (53 кДа) человека, мыши и крысы — цитозольной серингидроксиметилтрансферазой, играющей ключевую роль в метаболизме одноуглеродных фрагментов и цикле фолиевой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHMT1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SHMT; CSHMT; SHMT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6470
GeneID	6470
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 285-444 человеческого SHMT1 (NP_683718.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34896
Молекулярная масса белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом