

Поликлональное Кроличье Антитело К Shmt2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P34897

Артикул: CM0020679



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к SHMT2 для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Определяет SHMT2 человека, мыши и крысы (~56 кДа). Идеально подходит для исследований одноуглеродного метаболизма и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SHMT2
Примечания/синонимы	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; SHMT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6472
GeneID	6472
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265–504 человеческого SHMT2 (NP_005403.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P34897
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом