

Кроличья Моноклональная Антитело К Siah1 - Q8luq4

Артикул: CM0004163



введение

Кроличья моноклональная антитело к SIAH1, валидированная для ВБ, IF-P, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает SIAH1 человека, мыши и крысы (31 кДа). Идеально подходит для исследований убиквитинирования, апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIAH1 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6477
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SIAH1 (NP_003022.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IUQ4
Молекулярная масса белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом