

Siglec-15 Кроличья Pab - Q6Zmc9

Артикул: CM0019803



введение

Siglec-15 Кроличья поликлональная антитело для WB, IF-P, IHC-P, ELISA приложений. Распознает человеческий и крысиный Siglec-15 (CD33L3), 36 кДа иммунный рецептор, экспрессируемый в макрофагах и дендритных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Siglec-15 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CD33L3; HsT1361; SIGLEC-15; Siglec-15
Вид	Человек
ID гена	284266
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-263 человеческого Siglec-15 (NP_998767.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q6ZMC9
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Ледяной пакет