


Кроличыи Поликлональные Антитела K Siglec1 - Q62230

Артикул: CM0023987



введение

Кроличыи поликлональные антитела к мышиному Siglec1 (Sialoadhesin, CD169) для применения в методах WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с крысой. Являются ключевым инструментом для изучения адгезии макрофагов, поглощения патогенов и регуляции иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Siglec1
Примечания/Синонимы	Sn; Cd169; Siglec-1; Siglec1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6614
GeneID	20612
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q62230
Молекулярная масса белка	183 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом