


Кроличьи Поликлональные Антитела (Pab) К Sigmar1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q99720

Артикул: CM0026405



введение

Кроличьи поликлональные антитела к SIGMAR1 человека (сигма-1 рецептор). Определяют эндогенные уровни и подходят для использования в методах WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реактивность с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований в области нейронаук, клеточной сигнализации и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к SIGMAR1
Примечания/Синонимы	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10280
GeneID	10280
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-223 SIGMAR1 человека (NP_005857.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99720
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом