


Кроличья Поликлональная Антитело К Sirt6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8N6T7

Артикул: CM0028895



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на SIRT6 — НАД-зависимую деацилазу, участвующую в репарации ДНК, метаболизме и старении. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с SIRT6 человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIRT6 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Sir2l6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	51548
GeneID (мышь)	50721
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотном участке 200–294 SIRT6 мыши (NP_001156902.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N6T7
Молекулярная масса белка	36 кДа / 39 кДа
Доставка	Хладоэлемент