

Кроличья Поликлональная Антитело К Skap2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа - O75563

Артикул: CM0025774



введение

Кроличья поликлональное антитело к SKAP2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC), ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Нацелено на Src kinase-associated phosphoprotein 2, участвующий в адгезии В-клеток и сигналинге src.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SKAP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PRAP; RA70; SAPS; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	8935
GeneID	8935
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого SKAP2 (NP_003921.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75563
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	В ледяном пакете