

Поликлональное Антитело Кролика Против Skp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P63208

Артикул: CM0020992



введение

Поликлональное антитело кролика против SKP1 (pAb), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Определяет человеческий и мышиный белок SKP1, ключевой компонент SCF убиквитинлигазы (19 кДа). Подходит для исследований клеточного цикла, передачи сигналов и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SKP1
Примечания/Альтернативные названия	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6500
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-163 человеческого белка SKP1 (NP_733779.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P63208
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом