


Slc22A3/Oct3 Кроличий Раb Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - 075751

Артикул: CM0019450



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SLC22A3/OCT3 (EMT) для Вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для изучения транспорта органических катионов, нейротрансмиссии и транспорта полиаминов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC22A3/OCT3 Кроличий pAb
Примечания/Алиасы	EMT; EMTN; OCT3; SLC22A3/OCT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6581
ID гена	6581
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 289-349 человеческого SLC22A3/OCT3 (NP_068812.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	075751
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	В пакете со льдом