

Slc22A4 Кроличья Pab - Q9H015

Артикул: CM0013768

введение

Анти-SLC22A4 кроличья поликлональная антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный SLC22A4/транспортёр эрготионеина (OCTN1). Идеально подходит для исследований транспортеров и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC22A4 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	OCTN1; DFNB60; SLC22A4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6583
GeneID	6583
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-141 человеческого SLC22A4 (NP_003050.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H015
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом