

Кроличий Поликлональный Антитело Против Slc25A13 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Артикул: CM0025002



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC25A13 (цитрина), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходит для изучения митохондриальных транспортеров и исследований заболеваний печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A13 Кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10165
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого SLC25A13 (NP_001153682.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UJS0
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом