

Кроличья Поликлональная Антитело К Slc25A6 Для Wb, If/Icc, Ифа - P12236

Артикул: CM0029074

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий SLC25A6 (АДФ/АТФ-транслоказа 3, ANT3), подходит для применения в WB, IF/ICC и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований митохондриального транспорта и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC25A6 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ANT; AAC3; ANT3; ANT 2; ANT 3; ANT3Y; SLC25A6
Вид	Человек
ИД гена (человек)	293
ИД гена	293
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100–200 человеческого SLC25A6 (NP_001627.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12236
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет