

Slc7A1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Ифа - P30825

Артикул: CM0019516

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против SLC7A1 для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Предназначено для научных исследований в изучении катионных аминокислотных транспортеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC7A1 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
Вид	Человек
GeneID	6541
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 530-629 SLC7A1 человека (NP_003036.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30825
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет