


SLC01B1 Кроличья Поликлональная Антитело - Q9Y6L6

Артикул: CM0024501



введение

Кроличья поликлональная антитело к SLC01B1, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Направлена на человеческий органический анионный транспортер SLC01B1 (OATP-C), играющий ключевую роль в захвате и клиренсе лекарств печенью. Идеально подходит для исследования транспортеров печени и изучения лекарственных взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC01B1 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLC01B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10599
ID гена	10599
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 597-691 человеческого SLC01B1 (NP_006437.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6L6
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Хладоэлемент