


Моноклональное Кроличье Антитело Против Smac/Diablo Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Nr28

Артикул: CM0010538



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Smac/Diablo (SMAC), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb Smac/Diablo
Примечания/синоним	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Вид	Человек
ID гена (человек)	56616
ID гена	56616
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56–239 человеческого Smac/Diablo (NP_063940.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NR28
Молекулярная масса белка	27 кДа/21 кДа/22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом