


Smad2 Rabbit Pab - Q15796

Артикул: CM0017119



введение

Кроличий поликлональный антитело, специфичное к человеческому Smad2, подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (ИHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышью. Валидировано для исследовательского использования в изучении сигнального пути TGF-бета и колоректального рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Smad2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4087
GeneID	4087
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-270 человеческого Smad2 (NP_005892.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15796
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом