


Кроличье Моноклональное Антитело К Smad5 Для Wb, Ip, Elisa - Q99717

Артикул: CM0003703



введение

Кроличье моноклональное антитело к Smad5 для WB, IP, ELISA. Распознает Smad5 человека и мыши. Smad5 является транскрипционным медиатором сигналинга BMP, критически важным для эмбрионального развития и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Smad5 кроличье моноклональное антитело
Примечания / алиасы	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Вид	Человек
GeneID	4090
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 Smad5 человека (Q99717).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99717
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет