

Кроличья Поликлональная Антитело К Smc2 Для Wb И Ифа — O95347

Артикул: CM0019710



введение

Кроличья поликлональная антитело к SMC2, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает белок SMC2 человека и мыши — компонент конденсина, необходимый для конденсации хромосом во время митоза. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к SMC2
Примечания/Альтернативные названия	CAPE; CAP-E; SMC-2; SMC2L1; SMC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10592
ID гена	10592
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95347
Молекулярная масса белка	136 кДа
Доставка	Сухой лед/холодильный пакет