

## Кроличыи Поликлональные Антитела Smc4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Ntj3

Артикул: CM0017311



### введение

Кроличыи поликлональные антитела SMC4 для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленные на человеческий SMC4 (CAP-C, SMC4L1), играющий ключевую роль в конденсации хромосом. Uniprot Q9NTJ3, расчетная молекулярная масса 147 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела SMC4                                                                                                           |
| Примечания/синонимы       | CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 10051                                                                                                                                           |
| GeneID                    | 10051                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SMC4 (NP_001275682.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                         |
| SWISS                     | Q9NTJ3                                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 147 кДа                                                                                                                                         |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                  |