


Smg5 Кролик Pab - Q9Upr3

Артикул: CM0021875



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SMG5, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований нонсенс-опосредованного распада мРНК и разработки диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMG5 Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5
Вид	Человек
GenelD (Человек)	23381
GenelD	23381
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 950-1016 человеческого SMG5 (NP_056142.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPR3
Молекулярная масса белка	114 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом