

Кроличья Поликлональная Антитело К Smn2 - Q16637

Артикул: CM0023116



введение

Кроличье поликлональное антитело к SMN2 (белок выживания моторных нейронов), валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным антигеном. Идеально подходит для изучения сборки snRNP и сплайсинга при нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к SMN2
Примечания/Синонимы	SMNC; BCD541; GEMIN1; TDRD16B; C-BCD541; SMN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6607
ID гена	6607
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-197 человеческого SMN2 (NP_059107.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16637
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом