


Кроличье Поликлональное Антитело Smndc1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75940

Артикул: CM0014817



введение

Кроличье поликлональное антитело SMNDC1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, детектирует белок SMNDC1 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований сплайсинга и изучения биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	SMNDC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10285
GeneID	10285
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-238 человеческого SMNDC1 (NP_005862.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75940
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	В пакете со льдом