

Поликлональные Кроличьи Антитела K Smyd1 - Q8Nb12

Артикул: CM0024944

введение

Поликлональные кроличьи антитела к SMYD1 (для ВБ, ИФА) выявляют SMYD1 человека, мыши и крысы. Данные поликлонаральные антитела направлены против гистон-лизин N-метилтрансферазы SMYD1 — транскрипционного репрессора, необходимого для дифференцировки кардиомиоцитов и кардиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к SMYD1
Примечания/алиасы	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	150572
ID гена	150572
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NB12
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Хладоэлемент