

Кроличье Поликлональное Антитело К Smyd4 - Q8Iyr2

Артикул: CM0022256

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SMYD4 (ZMYND21). Подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA. Распознает человеческий и мышиный SMYD4. Идеально для исследований сердечного развития и эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SMYD4
Примечания/Альтернативные названия	ZMYND21; SMYD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	114826
ID гена	114826
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого SMYD4 (NP_443160.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IYR2
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом