

Кроличий Поликлональный Антитело K Smyd4 Для Wb - Q8Iyr2

Артикул: CM0029434

введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против SMYD4, белок-лизин N-метилтрансферазы, участвующей в развитии сердца. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA на человеке, мыши, крысе. Идеально подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SMYD4 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	ZMYND21; SMYD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	114826
ID гена	114826
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого SMYD4 (NP_443160.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IYR2
Молекулярный вес белка	89кДа
Доставка	Сумка со льдом