

Поликлональное Кроличье Антитело Против Snai3 Для Wb И Elisa — Q3Knw1

Артикул: CM0022183

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого SNAI3, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально для изучения транскрипционной репрессии и дифференцировки миобластов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNAI3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SMUC; SNAI3; ZNF293; Zfp293; SNAI3
Вид	Человек
GeneID (человек)	333929
GeneID	333929
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 7-186 человеческого SNAI3 (NP_840101.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q3KNW1
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет