

Моноклональное Антитело Кролика К Snap25 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P60880

Артикул: CM0008201



введение

Моноклональное антитело кролика к SNAP25 (P60880), валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Распознаёт SNAP25 человека, мыши и крысы — белок t-SNARE, участвующий в высвобождении нейромедиаторов и синаптической функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к SNAP25
Примечания/синонимы	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dJ1068F16.2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6616
ID гена	6616
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-206 человеческого SNAP25 (NP_001309839.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P60880
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом