

Snap91 Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60641

Артикул: CM0029399

введение

SNAP91 Rabbit pAb (O60641) — это кроличье поликлональное антитело, распознающее белок сборки клатринового чехла AP180 (CALM, AP180) у человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, способствует исследованиям везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNAP91 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CALM, AP180, SNAP91
Вид	Человек
Идентификатор гена	9892
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 321-600 белка SNAP91 человека (NP_001229723.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O60641
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом