

Кроличье Моноклональное Антитело К Snrpa1 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Игх-П, Ифа - P09661

Артикул: CM0002593



введение

Кроличье моноклональное антитело к SNRPA1 (P09661), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИП, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Ключевой компонент U2 snRNP для сплайсинга пре-мРНК. Идеально для исследований в области ИВД и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к SNRPA1
Примечания/Алиасы	Lea1; U2A'; SNRPA1
Вид	Человек
GeneID	6627
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 156-255 белка SNRPA1 человека (P09661).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09661
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом