

Кроличье Rab Против Snrpd2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P62316

Артикул: CM0025197



введение

Кроличье rAb против SNRPD2 — это поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SNRPD2 (Sm-D2), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеально для исследований сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против SNRPD2
Примечания/Альтернативные названия	SMD2; Sm-D2; SNRPD1; SNRPD2
Вид	Человек
GeneID	6633
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого SNRPD2 (NP_004588.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (парафиновые срезы, ИHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62316
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом