

Поликлональное Кроличье Антитело К Snrpn Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P63162

Артикул: CM0020215



введение

Поликлональное кроличье антитело к SNRPN, валидированное для применений в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует SNRPN человека, мыши и крысы — ядерный белок, ассоциированный со сплайсингом и участвующий в альтернативной обработке РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRPN, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN
Вид	Человек
Идентификатор гена	6638
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SNRPN (NP_003088.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P63162
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Пакет со льдом