

Поликлональное Антитело К Snx18 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Rf0

Артикул: CM0015922

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на SNX18, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения эндоцитоза, везикулярного транспорта и динамики мембран. Специфичность подтверждена рекомбинантным иммуногеном.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к SNX18
Примечания/Альтернативные названия	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	112574
GeneID	112574
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 445-624 белка SNX18 человека (NP_001096045.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RF0
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом