

Моноклональное Кроличье Антитело К Snx4 Для Вб, Ип, Ифа - O95219

Артикул: CM0003658

введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело к SNX4, валидированное для Вестерн-блота, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с SNX4 человека и мыши — сортинг нексином, участвующим в эндоцитозе и аутофагии. Идеально подходит для изучения внутриклеточного траффика и рециклинга рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мКАТ к SNX4
Примечания/Синонимы	ATG24B; SNX4
Вид	Человек
ID гена (человек)	8723
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95219
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодильный пакет