


Поликлональные Кроличьи Антитела К Sod3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08294

Артикул: CM0026101



введение

Поликлональные кроличьи антитела к SOD3, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают внеклеточную супероксиддисмутазу человека, мыши и крысы – ключевой антиоксидантный фермент. Идеально подходят для исследования окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOD3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	EC-SOD; SOD3
Вид	Человек
GeneID	6649
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 19-160 SOD3 человека (NP_003093.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08294
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник