

Моноклональное Антитело Кролика Против Sox10 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P56693

Артикул: CM0007965

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого SOX10, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Распознает человеческий, мышиный, крысиный SOX10 (предсказанная масса 50 кДа). Для исследований нервного гребня, миелинизации и меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против SOX10
Примечания/Альтернативные названия	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6663
GeneID	6663
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56693
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом