

Поликлональное Антитело К Sox10, Полученное Из Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P56693

Артикул: CM0030009

введение

Поликлональное антитело к SOX10 из кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Распознает SOX10 человека, мыши, крысы — фактор транскрипции, критически важный для созревания олигодендроцитов и миелинизации. Идеально для исследований в нейронауках и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к SOX10 из кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6663
GeneID	6663
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-360 белка SOX10 человека (NP_008872.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56693
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом