


Кроличье Поликлональное Антитело К Sox11 Для Wb, If/Icc, Ифа - P35716

Артикул: CM0020279



введение

Кроличье поликлональное антитело к SOX11, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментном анализе (ИФА). Реагирует с SOX11 человека, мыши и крысы. Направлено на транскрипционный фактор SOX-11 (P35716), участвующий в нейрогенезе и органогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к SOX11, поликлональное
Примечания/Альтернативные названия	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Вид	Человек
GeneID (человек)	6664
GeneID	6664
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SOX11 (NP_003099.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35716
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом