


Кроличье Поликлональное Антитело К Sox2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48431

Артикул: CM0014090



введение

Поликлональное кроличье антитело к SOX2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Предназначено для исследований стволовых клеток и биологии развития; реагирует с SOX2 человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SOX2
Примечания/синонимы	ANOP3; MCOP53; SOX2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6657
GeneID	6657
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого SOX2 (NP_003097.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48431
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом