

Кроличья Поликлональная Антитело К Sox9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P48436

Артикул: CM0022002



введение

Кроличья поликлональное антитело к SOX9, валидированное для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на фактор транскрипции SOX9, необходимый для хондрогенеза и развития скелета. Подходит для исследований в сфере IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX9 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6662
ID гена	6662
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-339 человеческого SOX9 (NP_000337.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48436
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сухой лед