

Кроличье Поликлональное Антитело К Sp140 Для Wb И Elisa - Q13342

Артикул: CM0018790



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SP140 (LYSp100), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы, выявляет ядерный белок телец массой 98 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SP140
Примечания/синонимы	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
Вид	Человек
GeneID (человек)	11262
GeneID	11262
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого SP140 (NP_001265380)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q13342
Молекулярная масса белка	98 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет