

Поликлональное Кроличье Антитело К Sp4 Для Вб И Ифа - Q02446

Артикул: CM0024357

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого транскрипционного фактора SP4, валидировано для ВБ и ИФА, проявляет перекрестную реакцию с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции и мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SP4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HF1B; SPR-1; SP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6671
ID гена	6671
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 280–440 человеческого SP4 (NP_003103.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02446
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом