

Поликлональное Кроличье Антитело К Sparc Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P09486

Артикул: CM0013153



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому SPARC (остеонектин, BM-40). Валидировано для применений в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SPARC
Примечания/синонимы	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6678
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-303 человеческого SPARC (NP_003109.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09486
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом