

Поликлональное Кроличье Антитело Против Spire2 Для Wb И Elisa — Q8Wwl2

Артикул: CM0019315



введение

Поликлональное кроличье антитело против SPIRE2, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на фактор нуклеации актина SPIRE2, участвующий в динамике актина, транспорте везикул и репарации повреждений ДНК. Идеально подходит для исследований цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против SPIRE2
Примечания/псевдоним	Spir-2; SPIRE2
Вид	Человек
GeneID (человек)	84501
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого SPIRE2 (NP_115827.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WWL2
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом