

Поликлональные Кроличьи Антитела К Spred1 Для Вб, Ифа - Q7Z699

Артикул: CM0013625



введение

Поликлональные кроличьи антитела к SPRED1 для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с белком мыши. Направлены на человеческий SPRED1 — субстрат тирозинкиназы, ингибирующий активацию MAP-киназы, подходят для исследований клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPRED1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LGSS; NFLS; hSpred1; spread-1; PPP1R147; SPRED1
Вид	Человек
ID гена (человек)	161742
ID гена	161742
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 120–320 человеческого SPRED1 (NP_689807.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7Z699
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет