

Кроличье Поликлональное Антитело К Sptlc2 Для Wb, Elisa — O15270

Артикул: CM0014591



введение

Кроличье поликлональное антитело к SPTLC2 — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), направленное против серинпальмитоилтрансферазы 2 человека, мыши и крысы — ключевого фермента биосинтеза сфинголипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPTLC2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9517
ID гена	9517
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 423-562 SPTLC2 человека (NP_004854.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15270
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом